

# Masque facial à usage unique Ambu®



## Bénéfices clés

- Coquille transparente pour une observation aisée de l'état du patient
- Coquille munie d'un support pour le pouce afin de faciliter la prise en main
- Bourrelet souple, rempli d'air, de forme anatomique s'adaptant au visage du patient tout en garantissant l'étanchéité
- Fourni avec un anneau à crochets, facilement amovible s'il ne sert pas.
- Le concept d'usage unique permet un risque minimal d'infection croisée.
- Toutes les tailles sont emballées individuellement et fournies par paquet de 20 unités non stériles.
- Sans phtalates

## Masque facial à usage unique Ambu®

### Description

Le masque facial à usage unique est un masque anatomiquement correct conçu pour l'oxygénation et la ventilation de tout type de patient.

Il existe en 6 tailles différentes qui garantissent à l'utilisateur de toujours trouver un masque adapté à tout patient.

### Caractéristiques

Ce masque facial à usage unique est disponible avec ou sans valve de gonflage. Il est doté d'un support pour pouce facilitant la manipulation tout en assurant une excellente étanchéité.

La forme interne de la coquille permet de loger le nez et la bouche du patient même lorsqu'une pression est appliquée sur le masque.

## Références de commande

N° réf.	Type
000 252 051	Masque facial à usage unique Ambu Nouveau-né
000 252 052	Masque facial à usage unique Ambu Bébé
000 252 053	Masque facial à usage unique Ambu Enfant
000 252 054	Masque facial à usage unique Ambu Adulte/Petite taille
000 252 055	Masque facial à usage unique Ambu Adulte/Medium
000 252 056	Masque facial à usage unique Ambu Grand Adulte.
000 252 951	Masque facial à usage unique Ambu avec valve de gonflage Nouveau-né
000 252 952	Masque facial à usage unique Ambu avec valve de gonflage Bébé
000 252 953	Masque facial à usage unique Ambu avec valve de gonflage Enfant
000 252 954	Masque facial à usage unique Ambu avec valve de gonflage Adulte/Petite taille
000 252 955	Masque facial à usage unique Ambu avec valve de gonflage Adulte/Medium
000 252 956	Masque facial à usage unique Ambu avec valve de gonflage Grand Adulte



Masques faciaux à usage unique Ambu avec valve de gonflage

## Matériaux

Produit	Sans phtalates	Matériau
Coquille	OUI	PVC
Bourrelet	OUI	PVC
Valve de gonflage	OUI	Polycarbonate
Conditionnement	Quantité	Matériau
Sachet	1	PP (polypropylène)
Boîte	20	Carton

## Taille

Type	Poids
Nouveau-né	9 g
Bébé	14 g
Enfant	25 g
Adulte/Petite taille	33 g
Adulte/Medium	47 g
Grand Adulte	49 g



Masques faciaux à usage unique Ambu reliés à Ambu SPUR II

### Ambu S.A.R.L

Bureaux du Parc  
Avenue Jean Gabriel Domergue  
33000 Bordeaux  
France  
Tél. : +33 (0)5 57 92 31 50  
Fax : +33 (0)5 57 92 31 59  
www.ambu.fr  
www.ambu-shop.fr