

Mannequin Ambu® Baby



Caractéristiques principales

- Système hygiénique unique d'Ambu
- Pouls brachial
- Simulation d'obstruction des voies aériennes

Mannequin Ambu® Baby

Le mannequin Ambu Baby correspond à un bébé d'un an environ.

Son système hygiénique breveté Ambu identique à celui du mannequin Ambu Man prévient tout risque de contamination croisée et rend tout nettoyage interne du mannequin inutile.

Extrêmement réaliste, la ventilation se voit, et l'expiration par le nez se voit et s'entend.

La mobilité de la tête et sa mise en extension assurent un positionnement exact et le dégagement des voies aériennes. Par ailleurs, l'insufflation stomacale peut être contrôlée visuellement.

L'instructeur a la possibilité de simuler une obstruction des voies aériennes par l'intermédiaire d'un interrupteur. Le réalisme du pouls brachial autorise un enseignement précis et complet.

Specifications

Taille	Matériaux
Poids du mannequin seul	1,8 kg
Poids du mannequin dans son sac de transport	2,5 kg
Longueur totale du mannequin	40 cm
Tête	PVC rigide
Peau de visage et de torse, bras et jambes	PVC souple
Sac d'insufflation	polyéthylène

Références de commande

Références	Description
A 256 001 000	Mannequin Ambu Baby avec 5 peaux de visage et 100 sacs d'insufflation en sac de transport semi-rigide
256 000 702	Jeu de 100 sacs d'insufflation
256 000 703	Jeu de 5 peaux de visage

Sales Company

Ambu sarl

Les Bureaux du Parc

Rue Jean Gabriel Domergue

33000 Bordeaux France

Tél. : (33) 05 57 92 31 50

Fax : (33) 05 57 92 31 59

Site internet : www.ambu-shop.fr

www.ambu.fr

Manufacturer

Ambu A/S

DK-2750 Ballerup

www.ambu.com

 US: Rx only