

# Mannequin Sani-Baby



## Caractéristiques principales

- Système hygiénique
- Mouvements de thorax visible lors de la ventilation

## Mannequin Sani-Baby

Le mannequin Sani-Baby est un mannequin de formation et d'entraînement simulant avec réalisme et justesse les conditions anatomiques rencontrées lors du bouche-à-bouche-et-nez et de la Réanimation Cardio Pulmonaire (compressions thoraciques et insufflations) chez un nourrisson. Sa présentation permet au formateur d'insister sur sa configuration anatomique spécifique justifiant des

gestes de secours différents de ceux pratiqués sur l'adulte. Il permet au participant de mettre en oeuvre une RCP chez un nourrisson.

Le mannequin Sani-Baby présente un système hygiénique unique. Chaque intervenant sur le mannequin dispose de son propre sac d'insufflation.

## Descriptions

Références	Description
901 002 121	Mannequin Sani-Baby
901 002 125	Jeu de 100 sacs d'insufflation Sani-Baby

## Matériaux

Taille	Matériaux
Longueur totale du mannequin	52 cm
Poids	0,980 kg
Matériau du sac d'insufflation	polyéthylène
Matériau du corps et de la tête	PVC souple/semi-souple

Sales Company

**Ambu sarl**

Les Bureaux du Parc  
Rue Jean Gabriel Domergue  
33000 Bordeaux France

Tél. : (33) 05 57 92 31 50

Fax : (33) 05 57 92 31 59

Site internet : [www.ambu-shop.fr](http://www.ambu-shop.fr)  
[www.ambu.fr](http://www.ambu.fr)

**CE** US: Rx only