

# Masque Ambu® ResCue Mask



## Bénéfices clés

- Transparent, le ResCue Mask permet de contrôler visuellement l'état du patient.
- Élastique de tête pour une mise en place et une fixation sécurisées.
- Convient aux adultes et aux enfants.
- Masque facial réutilisable facile à nettoyer, à durée de vie étendue.
- Disponible en boîtier souple
- Sans phtalates

## Masque Ambu® ResCue Mask

Le masque Ambu ResCue Mask est destiné à la ventilation par la bouche.

Barrière physique entre le sauveteur et le patient, le masque Ambu ResCue Mask permet d'assurer une ventilation artificielle protégée, peu importe le patient (de tout âge). Il peut également être utilisé avec un insufflateur.

Le masque Ambu ResCue Mask contribue à protéger les sauveteurs dans les situations d'urgence. Il empêche le contact direct avec la bouche, le nez et le visage du patient et permet de surmonter une hésitation éventuelle avant de commencer la réanimation.

## Caractéristiques techniques

Produit	
Taille	
Dimensions	138 mm x 113 mm x 50 mm
Poids	Environ 110 g
Matériaux	
Masque	PVC
Boîtier souple	Polyuréthane, éthylène-acétate de vinyle et microfibres

## Références de commande

N° réf.	Ambu ResCue Mask
252 301 104	Ambu ResCue Mask – masque pour adulte sans entrée pour oxygène, avec élastique de tête et clapet anti-retour muni d'un filtre bactérien. Fourni dans un boîtier souple rouge.

Filiale

**Ambu S.A.R.L**

Bureaux du Parc  
Avenue Jean Gabriel Domergue  
33000 Bordeaux  
France  
Tél. : +33 (0)5 57 92 31 50  
Fax : +33 (0)5 57 92 31 59  
[www.ambu.fr](http://www.ambu.fr)  
[www.ambu-shop.fr](http://www.ambu-shop.fr)

**Ambu BV**

4, rue de la Presse  
1000 Bruxelles  
Belgique  
Tél.: (32) 02 227 27 37  
Fax: (32) 02 218 34 41  
[www.ambubel.be](http://www.ambubel.be)