

Directions for use

Single Patient Twisted Pair Subdermal Needle Electrode

Recommended Applications

Evoked Potential (EP) examinations and Intra-Operative Monitoring (IOM).

Precautions

Ambu Neuroline Twisted Pair Subdermal needle electrodes are for single patient use only. Do not use if individual pouch is damaged or has been opened.

Do not reuse. US: Rx only.


Sterilization/Sterilisation

Sterilized/Sterilised by Ethylene oxide sterilization/sterilisation (ETO).

Packaging

One needle electrode in a pouch.

Directions for use



Symbol	Indication
REF	Catalog/Catalogue number
LOT	Batch code
	Use by
Sterile EO	Sterilized/sterilised by Ethylene oxide
	Single use
	Attention, see instruction for use
	Date of manufacture
	Temperature limitation
CE 0086	The Twisted Pair Subdermal needle electrodes are in conformity with European Medical Directive 93/42/EEC



Gebrauchsanweisung

Subdermale Twisted Pair-Einmalnadelelektrode

Deutsch

Empfohlene Anwendung

Evoziertes Potential (EP)-Untersuchungen und intraoperatives Monitoring (IOM).

Maßnahmen

Ambu Neuroline subdermale Twisted Pair-Nadelelektroden sind ausschließlich für die Einpatientenanwendung. Nicht anwenden, wenn die Einzelpackung beschädigt oder bereits geöffnet wurde. Nur zum Einmalgebrauch.

Sterilisation






Sterilisation mit Ethylenoxid (ETO).

Verpackung

1 Nadelelektrodenset pro Packung.

Gebrauchsanweisung

1. Die Sterilverpackung öffnen und die Einmalnadelelektrode entnehmen.
2. Den Leitungsanschluss an das Gerät anschließen und die Schutzröhrchen entfernen.
3. Die Elektrode nach Gebrauch in einem vorgesehenen Behälter entsorgen.
Nicht wiederverwenden oder erneut sterilisieren.

Symbole	Indikation
REF	Katalognummer
LOT	Chargenbezeichnung
	Verwendbar bis
Sterile EO	Sterilisation mit Ethylenoxid
	Nur einmal verwenden
	Gebrauchsanweisung beachten
	Herstellungsdatum
	Temperaturbegrenzung

Ambu® ist eine eingetragene Schutzmarke von Ambu A/S, Dänemark.
Ambu A/S ist nach ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziert.

Mode d'emploi

Français

Électrode aiguille sous-cutanée à paire torsadée et à usage unique

Application recommandée

Potentiels évoqués (PE) et monitoring intra-opérateur (IOM).

Précautions

Les électrodes aiguilles sous-cutanées à paire torsadée Neuroline de Ambu sont exclusivement à usage unique. Ne pas utiliser si le sachet individuel est endommagé ou ouvert. Ne pas réutiliser.

Stérilisation






Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO).

Conditionnement

1 paire d'électrodes aiguilles par sachet.

Mode d'emploi

1. Déchirer le sachet stérile et sortir l'électrode aiguille à usage unique.
2. Placer le connecteur du fil dans l'équipement et enlever les tubes protecteurs.
3. Après usage, jeter l'électrode dans un conteneur prévu à cet effet.
Ne pas réutiliser, ni re-stériliser.

Symbole	Légende
REF	Référence du catalogue
LOT	Numéro de série
	Utiliser jusque
Sterile EO	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
	Ne pas réutiliser
	Attention, voir notice d'instructions
	Date de fabrication
	Limite de température

Ambu® est une marque déposée de la société Ambu A/S, Danemark.
Ambu A/S est certifiée conforme aux normes ISO 9001 et ISO 13485.